

No: 21191-052

Electrode boule argent pour Neurotest



Dimensions et poids

Dimensions	ø 1,0 mm
Diamètre d'emmanchement	4 mm
Longueur	40 mm

Caractéristiques essentielles

Forme	droite
Compatibilité	VIO, ICC, ACC
Flexibilité	rigide
Couleur	noire

Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C

Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	I Ib
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	

Autres informations produit

Unité d'emballage	1 pièce
Capacité de charge électrique maximale	0.5 kVp