

No: 20420-021

Embout de cryode



Dimensions et poids

Dimensions	ø 21 x 18 mm
Longueur	18 mm

Caractéristiques essentielles

Flexibilité	flexible
-------------	----------

Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 134 °C

Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	Ila
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	

Autres informations produit

Unité d'emballage	1 pièce
-------------------	---------