

No: 20410-004

Gaslang



Afmetingen en gewicht

Lengte 1 [Meter]

Basisfeatures

Vorm / model flexible

Compatibiliteit [Erbokryo CA/AE/ ERBECRYO 2]

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Handmatige reiniging [Wisch- oder Sprühdesinfektion]

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG

Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1

Type volgens EN 60 601-1

Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid 1 Stuk