

No: 20195-205

LAP BiSect Macro



- Wisselen van instrument bijna niet nodig
- Optimale coagulatie- en preparatie-eigenschappen
- Gelijkblijvende snij-eigenschappen
- Twee versies verkrijgbaar, met micro- en macro-bekgedeelte
- Kostenbesparing (kortere operatietijd, instrument herbruikbaar)

Afmetingen en gewicht

Schachtdiameter	5 mm
Lengte	350 mm

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

Verdere productaanwijzingen

Maximale bedrijfsspanning	0.475 kVp
Verpakkingseenheid	1 Stuk