

No: 20195-025

Bipolaire steek-coagulatiennaald



Afmetingen en gewicht

Schachtdiameter	5 mm
Naaldlengte	10 mm
Lengte	100 mm

Basisfeatures

Vorm / model	gebogen 25°
--------------	-------------

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

Verdere productaanwijzingen

Maximale bedrijfsspanning	0.5 kVp
Verpakkingseenheid	1 Stuk