

No: 20195-249

BiClamp[®] E LAP-tang



- Effectieve en snelle coagulatie door optimale afstemming van instrument en VIO-generator
- Voordeliger: BiClamp is herbruikbaar, de methode spaart tijd en hechtmateriaal.

Afmetingen en gewicht

Schachtdiameter	5 mm
Lengte	340 mm
Kabellengte	met aansluitkabel 4 m

Basisfeatures

Vorm / model	gevensterd
Aansluiting	MF-aansluitstekker

Oppervlak

Vaatoppervlakken	glad
Coating	met antihechtdlaag

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	1 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	0.25 kVp