

No: 20150-026

Applicator, gebogen

• Suitable for laparoscopy, or also TEM-ESD.



Afmetingen en gewicht

| | |
|--------|----------|
| Maten | ø 5,0 mm |
| Lengte | 336 mm |

Basisfeatures

| | |
|--------------|---------|
| Vorm / model | gebogen |
|--------------|---------|

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

| | |
|-----------------|----|
| Steriel verpakt | EO |
| Wegwerpproduct | ja |

Normen

| | |
|--|-----|
| Classificering volgens 93/42 EEG | IIb |
| Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1 | |
| Type volgens EN 60 601-1 | |

Verdere productaanwijzingen

| | |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 5 Stuk |
|--------------------|--------|