

No: 20150-041

Applicator, bajonet



Afmetingen en gewicht

Maten	ø 2,8 mm
Lengte	90 mm

Basisfeatures

Vorm / model	bajonet
--------------	---------

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Steriel verpakt	EO
Wegwerpproduct	ja

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	5 Stuk
--------------------	--------