

No: 20195-533

## Bipolaire pincet PREMIUM, bajonet



- Geringe weefseladhesie door hoog warmtegeleidend vermogen
- Duurzaam instrument door hoogwaardige legering
- Nauwkeurige coagulatie door zeer fijne puntgeometrie
- Stevig beetpakken van het weefsel door opgeruwd grijpvlak
- Snellere intraoperatieve reiniging
- Goed zicht op het operatieveld vanwege geringe lichtreflecties (bijv. bij het prepareren onder de microscoop)

### Afmetingen en gewicht

Punt	Punt 0,7 mm, fijn
Lengte	155 mm

### Basisfeatures

Vorm / model	bajonet
--------------	---------

### Oppervlak

Vaatoppervlakken	geruwd
------------------	--------

### Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

### Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

### Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	1 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	0.5 kVp