

No: 20195-514



Bipolaire pincet PREMIUM, recht

- Geringe weefseladhesie door hoog warmtegeleidend vermogen
- Duurzaam instrument door hoogwaardige legering
- Nauwkeurige coagulatie door zeer fijne puntgeometrie
- Stevig beetpakken van het weefsel door opgeruwd grijpvlak
- Snellere intraoperatieve reiniging
- Goed zicht op het operatieveld vanwege geringe lichtreflecties (bijv. bij het prepareren onder de microscoop)

Afmetingen en gewicht

| | |
|--------|------------------|
| Punt | Punt 2 mm, stomp |
| Lengte | 200 mm |

Basisfeatures

| | |
|--------------|----------------|
| Vorm / model | recht, gehoekt |
|--------------|----------------|

Oppervlak

| | |
|------------------|--------|
| Vaatoppervlakken | geruwd |
|------------------|--------|

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

| | |
|------------------------------|------------|
| Machinale reiniging | max 95 °C |
| Sterilisatie in de autoclaaf | max 138 °C |

Normen

| | |
|--|-----|
| Classificering volgens 93/42 EEG | IIB |
| Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1 | |
| Type volgens EN 60 601-1 | |

Verdere productaanwijzingen

| | |
|---------------------------|---------|
| Verpakkingseenheid | 1 Stuk |
| Maximale bedrijfsspanning | 0.5 kVp |