

No: 20195-200

BiClamp[®] 210



- Weefselstructuren kunnen over een groot oppervlak worden gecoaguleerd.
- Afzonderlijke expositie van vaten is meestal niet nodig
- Effectieve en snelle coagulatie door optimale afstemming van instrument en VIO-generator
- Voordeliger: BiClamp is herbruikbaar, de methode spaart tijd en hechtmateriaal.
- AUTO STOP, comfortabel voor de gebruiker, met optimaal resultaat
- Plug & Play stelt de specifieke parameters automatisch in zodra het instrument wordt ingeplugd.

Afmetingen en gewicht	
Lengte	210 mm
Kabellengte	met aansluitkabel 4 m
Basisfeatures	
Vorm / model	gebogen 25°
Aansluiting	MF-aansluitstekker
Oppervlak	
Vaattoppervlakken	[gewellt]
Reiniging en voorbereiding voor hergebruik	
Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C
Normen	
Classificering volgens 93/42 EEG	I Ib
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	
Verdere productaanwijzingen	
Maximale bedrijfsspanning	0.25 kVp
Verpakkingseenheid	1 Stuk