

No: 20195-031

## Bipolaire pincet Classic, bajonet



### Afmetingen en gewicht

Punt	Punt 1,2 mm, stomp
Lengte	230 mm
Vaatlengte	6 mm

### Basisfeatures

Vorm / model	bajonet
--------------	---------

### Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

### Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

### Verdere productaanwijzingen

Maximale bedrijfsspanning	0.5 kVp
Verpakkingseenheid	1 Stuk