

No: 21191-019

Wolfram naaldelektrode

- [Für alles und jeden die passende Form und Größe]
- [Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen]



Afmetingen en gewicht

Maten	∅ 0,5 x 3 mm
Schachtdiameter	4 mm
Lengte	55 mm

Basisfeatures

Vorm / model	gebogen
Compatibiliteit	VIO, ICC, ACC
Flexibiliteit	star
Kleur	zwart

Oppervlak

Isolatie	geïsoleerd
----------	------------

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

Verdere productaanwijzingen

Maximale bedrijfsspanning	1 kVp
Verpakkingseenheid	1 Stuk