

No: 20195-232

Inzetstuk voor BiClamp® 110



Afmetingen en gewicht

Schachtdiameter	5 mm
Lengte	110 mm

Oppervlak

Vaatoppervlakken	glad
------------------	------

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	I Ib
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	1 Stuk
--------------------	--------