

No: 20195-148

## Inzetstuk voor BiClamp LAP-tang



### Afmetingen en gewicht

Naaldlengte	340 mm
Schachtdiameter	5 mm
Lengte	340 mm

### Basisfeatures

Vorm / model	gevensterd
--------------	------------

### Oppervlak

Vaatoppervlakken	halfdiep
------------------	----------

### Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

### Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

### Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	1 Stuk
--------------------	--------