

No: 21191-022

Coagulatienaald



- [Für alles und jeden die passende Form und Größe]
- [Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen]

Afmetingen en gewicht	
Maten	ø 1,0 mm
Schachtdiameter	4 mm
Lengte	115 mm
Basisfeatures	
Vorm / model	gebogen
Compatibiliteit	VIO, ICC, ACC
Flexibiliteit	star
Kleur	zwart
Oppervlak	
Isolatie	geïsoleerd
Reiniging en voorbereiding voor hergebruik	
Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C
Normen	
Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	
Verdere productaanwijzingen	
Verpakkingseenheid	1 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	1 kVp