

No: 21191-164

## Bolelektrode

- [Für alles und jeden die passende Form und Größe]
- [Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen]



### Afmetingen en gewicht

Schachtdiameter	2.4 mm
Lengte	40 mm
Maten	ø 5 mm

### Basisfeatures

Vorm / model	recht
Compatibiliteit	VIO, ICC, ACC
Flexibiliteit	star
Kleur	zwart

### Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

### Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

### Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	5 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	4.3 kVp