


No: 21195-145

Greepgedeelte voor BiClamp[®] LAP-tangen



Afmetingen en gewicht

Kabellengte met aansluitkabel 4 m

Basisfeatures

Aansluiting [MF-2-Stecker]

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging max 95 °C

Sterilisatie in de autoclaaf max 138 °C

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG I

Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1

Type volgens EN 60 601-1

Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid 1 Stuk

Maximale bedrijfsspanning 0.25 kVp