

No: 20196-129

## Bipolaire kabel voor da Vinci



### Afmetingen en gewicht

Kabellengte	4 m
-------------	-----

### Basisfeatures

Compatibiliteit	VIO, ICC, ACC, vreemde apparaten
Aansluiting	Valleylab apparaten (2-Pin 28 mm)

### Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

### Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	I
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

### Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	1 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	1 kVp