

No: 20195-168

Bipolaire pincet Classic, bajonet



Afmetingen en gewicht

Punt	Punt 1,2 mm, stomp
Vaatlengte	5 mm
Lengte	250 mm

Basisfeatures

Vorm / model	[bajonett, nach unten gewinkelt]
--------------	----------------------------------

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	1 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	0.5 kVp