

No: 20196-127

## Bipolaire kabel



Afmetingen en gewicht	
Kabellengte	4 m
Basisfeatures	
Compatibiliteit	VIO, ICC, ACC, vreemde apparaten
Aansluiting	Valleylab apparaten (2-Pin 28 mm)
Reiniging en voorbereiding voor hergebruik	
Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C
Normen	
Classificering volgens 93/42 EEG	I
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	
Verdere productaanwijzingen	
Verpakkingseenheid	1 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	1 kVp