

No: 20195-107

Bipolaire pincet Classic, gehoekt



Afmetingen en gewicht

Punt	Punt 2,2 mm, stomp
Lengte	240 mm

Basisfeatures

Vorm / model	gehoekt
--------------	---------

Oppervlak

Vaatoppervlakken	[geriffelt]
------------------	-------------

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 134 °C

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	1 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	0.5 kVp