

No: 21191-324

Bolelektrode



Afmetingen en gewicht

Maten	ø 4 mm
Schachtdiameter	2.4 mm
Lengte	40 mm

Basisfeatures

Vorm / model	recht
Kleur	blauw

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Steriel verpakt	EO
Wegwerpproduct	ja

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	50 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	4.3 kVp