

No: 20195-541

Bipolaire pincet PREMIUM, bajonet



- Geringe weefseladhesie door hoog warmtegeleidend vermogen
- Duurzaam instrument door hoogwaardige legering
- Nauwkeurige coagulatie door zeer fijne puntgeometrie
- Stevig beetpakken van het weefsel door opgeruwd grijpvlak
- Snellere intraoperatieve reiniging
- Goed zicht op het operatieveld vanwege geringe lichtreflecties (bijv. bij het prepareren onder de microscoop)

Afmetingen en gewicht	
Punt	Punt 1,2 mm, stomp
Lengte	200 mm
Basisfeatures	
Vorm / model	[bajonett, nach unten gewinkelt]
Oppervlak	
Vaatoppervlakken	geruwd
Reiniging en voorbereiding voor hergebruik	
Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C
Normen	
Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	
Verdere productaanwijzingen	
Verpakkingseenheid	1 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	0.5 kVp