

No: 21191-015

Naaldelektrode



- [Für alles und jeden die passende Form und Größe]
- [Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen]

Afmetingen en gewicht

Schachtdiameter	4 mm
Lengte	35 mm
Maten	ø 0,8 x 20 mm

Basisfeatures

Vorm / model	gebogen
Compatibiliteit	VIO, ICC, ACC
Flexibiliteit	star
Kleur	zwart

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	I Ib
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	5 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	4.3 kVp