

No: 20195-101

## Bipolaire pincet Classic, gehoekt



### Afmetingen en gewicht

Punt	Punt 2 mm, stomp
Lengte	180 mm
Vaatlengte	6 mm

### Basisfeatures

Vorm / model	gehoekt
--------------	---------

### Oppervlak

Vaatoppervlakken	[geriffelt]
------------------	-------------

### Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 134 °C

### Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	I Ib
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

### Verdere productaanwijzingen

Maximale bedrijfsspanning	0.5 kVp
Verpakkingseenheid	1 Stuk