

No: 20195-021



Bipolaire pincet Classic, gehoekt

Afmetingen en gewicht	
Punt	Punt 0,5 mm, fijn
Lengte	105 mm
Vaatlengte	6 mm

Basisfeatures	
Vorm / model	gehoekt

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik	
Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

Normen	
Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

Verdere productaanwijzingen	
Maximale bedrijfsspanning	0.3 kVp
Verpakkingseenheid	1 Stuk