



No: 20195-017

## Bipolaire pincet Classic, bajonet

### Afmetingen en gewicht

|            |        |
|------------|--------|
| Punt       | spits  |
| Lengte     | 165 mm |
| Vaatlengte | 6 mm   |

### Basisfeatures

|              |         |
|--------------|---------|
| Vorm / model | bajonet |
|--------------|---------|

### Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Machinale reiniging          | max 95 °C  |
| Sterilisatie in de autoclaaf | max 138 °C |

### Normen

|  |     |
|--|-----|
| Classificering volgens 93/42 EEG       | IIb |
| Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1 |     |
| Type volgens EN 60 601-1               |     |

### Verdere productaanwijzingen

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Maximale bedrijfsspanning | 0.5 kVp |
| Verpakkingseenheid        | 1 Stuk  |