

No: 20195-015

Bipolaire pincet Classic, gebogen



Afmetingen en gewicht	
Punt	Punt 0,4 mm, zeer fijn
Lengte	165 mm
Vaatlengte	6 mm
Basisfeatures	
Vorm / model	gebogen
Reiniging en voorbereiding voor hergebruik	
Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C
Normen	
Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	
Verdere productaanwijzingen	
Maximale bedrijfsspanning	0.5 kVp
Verpakkingseenheid	1 Stuk