

No: 20195-044

Bipolaire pincet Classic, bajonet



Afmetingen en gewicht

Punt	Punt 0,3 mm, zeer fijn
Lengte	230 mm
Vaatlengte	6 mm

Basisfeatures

Vorm / model	bajonet
--------------	---------

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

Verdere productaanwijzingen

Maximale bedrijfsspanning	0.5 kVp
Verpakkingseenheid	1 Stuk