

No: 21191-117

## Wolfram naaldelektrode



- [Für alles und jeden die passende Form und Größe]
- [Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen]

### Afmetingen en gewicht

Schachtdiameter	2.4 mm
Lengte	35 mm
Maten	ø 0,5 x 3 mm

### Basisfeatures

Vorm / model	gebogen
Compatibiliteit	VIO, ICC, ACC
Flexibiliteit	star
Kleur	zwart

### Oppervlak

Isolatie	geïsoleerd
----------	------------

### Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

### Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

### Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	1 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	1 kVp