

No: 20195-517

## Bipolaire pincet PREMIUM, recht



### Afmetingen en gewicht

Punt	Punt 2 mm, stomp
Lengte	260 mm

### Basisfeatures

Vorm / model	recht, gehoekt
--------------	----------------

### Oppervlak

Vaatoppervlakken	geruwd
------------------	--------

### Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

### Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

### Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	1 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	0.5 kVp