

No: 21191-007

## Spatelelektrode, flexibele

- [Für alles und jeden die passende Form und Größe]
- [Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen]
- [Das ganze Spektrum sowohl mit 4-mm- als auch mit 2,4-mm-Schaft]



### Afmetingen en gewicht

Maten	2 x 6 mm
Schachtdiameter	4 mm
Lengte	45 mm

### Basisfeatures

Vorm / model	recht
Compatibiliteit	VIO, ICC, ACC
Flexibiliteit	buigzaam
Kleur	zwart

### Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C

### Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	

### Verdere productaanwijzingen

Verpakkingseenheid	5 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	4.3 kVp