

No: 20195-310

## BiCision<sup>®</sup> S



- Effectief vergrote thermofusiezone
- Betrouwbare dissectie exact in het midden
- Homogene, gladde incisie
- Geringe laterale thermische beschadigingen
- Optimale preparatie kenmerken
- Pi Voordeel: de kom-vormige bek creert een groter sealvlak dan elk ander instrument met een 5mm schacht.

Afmetingen en gewicht	
Schachtdiameter	5 mm
Lengte	200 mm
Basisfeatures	
Compatibiliteit	VIO 300 D
Aansluiting	MF-aansluitstekker
Reiniging en voorbereiding voor hergebruik	
Steriel verpakt	E0
Wegwerpproduct	ja
Normen	
Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	
Verdere productaanwijzingen	
Verpakkingseenheid	5 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	0.25 kVp