

No: 20196-115

Bipolaire kabel



Afmetingen en gewicht

Kabellengte	4 m
-------------	-----

Basisfeatures

Compatibiliteit	[für OLYMPUS Resektoskope]
-----------------	----------------------------

Aansluiting	[mit MF-Stecker]
-------------	------------------

Reiniging en voorbereiding voor hergebruik

Sterilisatie in de autoclaaf	max 134 °C
------------------------------	------------

Machinale reiniging	max 95 °C
---------------------	-----------

Normen

Classificering volgens 93/42 EEG	I
----------------------------------	---

Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
--	--

Type volgens EN 60 601-1	
--------------------------	--

Verdere productaanwijzingen

Maximale bedrijfsspanning	1 kVp
---------------------------	-------

Verpakkingseenheid	1 Stuk
--------------------	--------