

No: 20195-247

## BiClamp<sup>®</sup> E LAP-tang



- Effectieve en snelle coagulatie door optimale afstemming van instrument en VIO-generator
- Voordeliger: BiClamp is herbruikbaar, de methode spaart tijd en hechtmateriaal.

Afmetingen en gewicht	
Schachtdiameter	5 mm
Lengte	340 mm
Kabellengte	met aansluitkabel 4 m
Basisfeatures	
Vorm / model	Maryland
Aansluiting	MF-aansluitstekker
Oppervlak	
Vaatoppervlakken	glad
Coating	met antihechlaag
Reiniging en voorbereiding voor hergebruik	
Machinale reiniging	max 95 °C
Sterilisatie in de autoclaaf	max 138 °C
Normen	
Classificering volgens 93/42 EEG	IIb
Beschermingsklasse volgens EN 60 601-1	
Type volgens EN 60 601-1	
Verdere productaanwijzingen	
Verpakkingseenheid	1 Stuk
Maximale bedrijfsspanning	0.25 kVp